


ネクストコア-くるり、『さらば、ヒヤリ・ハツと！』
前方への転倒を防ぐ、安全・安心の新設計！



従来の車椅子と比べ、ステップとキャストが近い位置に設計しております。前方の物を取ろうとして重心を前方に移したり、誤ってステップの上で立ち上がったとしても転倒しにくい安心・安全設計の車椅子です。

ベッドへ近づきやすい安心の新設計！



ステップ・フットサポートのフレームの出っ張りがないので、スイングアウトや着脱しなくてもベッドに接近でき、安全に乗り移りしやすい車椅子です。

緊急避難切替レバーで段差も乗り越え！



緊急避難切替レバー
屋外モードで、15cmの段差も乗り越え可能。火事・地震などの緊急避難が必要なときも、屋外へ持ち出すことができます。

足を引いて姿勢をおこしやすい新設計！

従来の6輪車椅子より、ステップの位置を11.5cmも手前に設定しました。ステップの位置が手前にあることで、足を引いて骨盤を起こして座りやすくなり、すべり座りを防ぎます。



3D立体スリングシートで姿勢が変わる！

背パイプ上部後方曲げと張りベルトを調整することで、背中の中の凸部分を大きく緩めることができます。

前方へ倒れてしまう円背の方も、ゆったりと座りやすい背もたれ形状の車椅子です。



お問い合わせ先



株式会社 松永製作所
〒503-1272 岐阜県養老郡養老町大場484
TEL 0584-35-1180(代) FAX 0584-35-1270
URL <http://www.matsunaga-w.co.jp>